


Kluczowa notatka:



Włóż 2 baterie AAA (rozmiar 7)

- 1 Włóż 2 baterie AAA (rozmiar 7) do urządzenia.
- 2 Przewód łączący akcesoria, dostęp do hosta, akcesoria stykają się z częściami do masażu ciała, pełny kontakt.
- 3 długo naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, kontrolka zasilania jest często jasna, otwórz hosta.
- 4 wybierz przycisk funkcyjny, naciśnij klawisz funkcyjny tylko 1 raz, kontrolka miga, wybierz funkcję powiodło się.
- 5 pokrętle z boku hosta, w prawo wyreguluj powoli, aby uzyskać komfort siła impulsu.
- 6 wyjmij baterię.
- 7 skontaktuj się z intymnymi częściami ciała, oczyść, zdezynfekuj na sucho, przechowuj w chłodnym i suchym miejscu do następnego użycia.